

COMPONENTE CURRICULAR: Pré-clínica 3

Lista do Aluno

Equipamentos de Proteção Individual	Quant.
Pijama Cirúrgico (modelo Faculdade Cecape); Sapato branco fechado emborrachado (lavável, sem perfurações)	01
Protetor Facial / Faceshield	01
Óculos de proteção individual	01
Máscara cirúrgica (tripla camada) para atividades em laboratório	1 cx
Touca descartável	01 pacote
Avental descartável TNT gramatura mínima 30 ou jaleco padrão Faculdade CECAPE	40 aventais
Luvas de procedimentos	1 cx
Campo plástico branco para bancada (35 x 55 cm) ou pode ser o mesmo utilizado nos outros laboratórios.	01 unid.
Dentes naturais	Quant.
Obs: verificar disponibilidade no banco de dentes no início do semestre	
ANTERIORES SUPERIORES OU INFERIORES	06 unid.
PRÉ-MOLARES	06 unid.
MOLARES SUPERIORES OU INFERIORES	03 unid.
Instrumental/ Material	Quant.
Caneta de alta rotação autoclavável	01 unid.
Micromotor e contra-ângulo autoclaváveis	01 unid. de cada
Colgaduras unitárias (grampos) para filme radiográfico	06 unid.
Kit de irrigação-aspiração da ULTRADENT	01 Kit

Caixa de Filme radiográfico- Carestream(E-Speed) - dividir entre três pessoas	1cx		
Régua Milimetrada (simples)	01 unid.		
Régua de plástico	01 unid.		
KIT DE ENDODONTIA CECAPE AMERICAN BURRS: FG nº 1011, 1012, 1013 HASTE CURTA FGnº 1012,1013,1014,1016,1018 HASTE LONGA BROQUEIRO	01 KIT		
ENDO-Z HASTE LONGA (Dentsply-Maillefer®)	02 unid.		
Jogo de espaçadores digitais de aço inox de 25mm - (15-40 ou A, B, C e D)	01 jogo		
Pote Dappen	02 unid.		
Caixa de Cones de guta percha standardizados 1ª série 15 a 40 (Roeko, Dentsply – dividir para três alunos)	01 caixa		
Caixa de Cones de guta percha standardizados 2ª série 45 a 80 (Roeko, Dentsply - dividir para três alunos)	01 caixa		
Caixa de cones de guta percha secundários MF ((Roeko, Dentsply - dividir para três alunos)	01 caixa		
Cimento endodôntico- dividir para três alunos	01 unid.		
Placa de vidro despolida de 5 mm no mínimo	01 unid.		
Isqueiro ou caixa de fósforo pequena	01 unid.		
Lamparina à álcool com tampa rosqueável	01 unid.		
KIT de LIMAS Instrumentos endodônticos manuais, marcas sugeridas: Dentsply-Maillefer®; A marca de lima Injecta não é recomendada por deformar muito.			
Tipo de Lima	Calibre	Quantidade por Comprimento	
		21mm	25mm
Limas Tipo K	#08	1cx	1cx
Limas Tipo K	#10	1cx	1cx
Limas Tipo K	#15	1cx	1cx

Limas Tipo K	#15 a #40	1cx de 21 mm 1 cx 31 mm	1cx 25 mm
Limas Tipo K	#45 a #80		1cx
Limas Tipo Hedstroen	#15 a #40		1cx
Limas Tipo Hedstroen	#45 a #80		1cx