

COMPONENTE CURRICULAR: PRÉ-CLÍNICA ODONTOLÓGICA 1

Equipamentos de Proteção Individual Obs: em quantidade suficiente para as aulas práticas/clínicas	Quant.	Observações
Pijama cirúrgico (cor azul)	01 unid	Modelo Faculdade CECAPE
Sapato fechado emborrachado sem furos	01 par	Lavável, sem perfurações.
Óculos de proteção individual	01 unid	-
Máscara cirúrgica descartável (tripla camada)	01 caixa	-
Touca descartável	01 pacote	<i>Não será permitido o uso de toucas de tecido ou similares.</i>
Avental descartável TNT gramatura mínima 30*	20 unids.	<i>Para as aulas práticas em laboratório, o aluno poderá usar também o jaleco de tecido modelo padrão da Faculdade Cecape. Para as atividades em clínica, será OBRIGATÓRIO o descartável.</i>
Luvas descartável para procedimentos	01 caixa	-
Material e Instrumental	Quant.	Observações
EVA para proteção da bancada de trabalho de cor azul ou laranja (tamanho: 40 cm x 60cm)	01 unid	<i>Não usar eva com glitter.</i>
Placa de vidro de margens arredondadas	01 unid	-
Pote Dappen de vidro	01 unid	-
Pote Dappen de silicone (Indusbello) - cor somente azul, cinza ou verde. Não comprar nem rosa nem o translúcido	01 unid	

Escova de Robinson e taça de borracha	01 de cada	-
Pinça clínica	01 unid	-
Espelho número 5 com cabo	01 unid	-
Sonda exploradora número 5	01 unid	-
Brocas esféricas carbide tamanhos 4, 6 e 8 (para baixa rotação, não comprar de aço)	01 de cada	-
Ponta diamantada esférica cód.: 1014 e 1016	01 de cada	-
Broqueiro de alumínio para broca e ponta diamanta	01 unid	<p>O broqueiro deve conter furos para alta e baixa rotação para armazenar as brocas utilizadas em laboratório. Exemplo:</p> 
Ponta Aplicadora Ionômero de Vidro - Ponta de Aplicação N° 4 -Maquira	01 pacote	<p>A ponta deve ser Maquira, pois é compatível com a seringa aplicadora disponibilizada pela Faculdade. Pode ser dividido com a dupla.</p> 
Curetas de Gracey: 5-6, 7-8, 11-12 e 13-14*	01 de cada	<p>Sugestão de marcas de curetas: Golgran Millenium, 6B, Maximum, Supremo ou Quinelato. Não comprar FAVA ou ALL PRIME, pois com frequência os instrumentos dessa marca tem quebrado durante o uso ou já vem com deformações que impossibilitam seu uso.</p>
Curetas de McCall: 13-14 e 17-18* Atenção, é solicitada a CURETA e não a foice de McCall.	01 de cada	

Kit acadêmico (alta rotação, micromotor, contra-ângulo)	01 unid	<i>Sugestão de marcas: Dabi, Gnatus, NSK, Dentflex.</i>
Óleo lubrificante para peças de mão (Kit acadêmico)	01 unid	<i>Compatível com o kit acadêmico adquirido pelo</i>
Pedra para afiação goiva número 152 ou 186 Golgran	01 unid	
Bandeja clínica metálica tamanho médio (22 cm x 12 cm) OU superior	01 unid	-
Caixa metálica perfurada ou plástica perfurada autoclavável - com ângulos arredondados	01 unid	<i>A caixa deve ter tamanho suficiente para acomodar os instrumentos do aluno utilizados no laboratório.</i>
Manequim com jogo de dentes para periodontia (PRONEW)**	01 unid	<i>Não serão aceitos outros manequins devido à incompatibilidade de adaptação nas cabeças de treinamento do laboratório. Pode ser dividido com a dupla.</i>
Dentes cariados artificiais Pronew (DM 46.7; DM 47.2; DM 11.1)*** - <i>ver fotos a seguir</i> 	01 kit	<i>O jogo de dentes será utilizado no mesmo manequim de periodontia e não poderá ser dividido entre alunos.</i>
Kit de dentes selecionados marca Pronew (dentes DM 44.2, DM 45, DM 46, DM 47, DM 26.1) - <i>ver fotos a seguir</i>	01 kit	<i>O jogo de dentes será utilizado no mesmo manequim de periodontia e não poderá ser dividido entre alunos.</i>

		
<p>Bochecha Flexível (Simulador) RP 037 - marca Pronew</p>	<p>01 unid</p>	<p><i>A bochecha flexível pode ser usada, sem prejuízo às atividades laboratoriais.</i></p> 
<p>Micro pincel aplicador (Microbrush)</p>	<p>01 tubo</p>	
<p>Sugador descartável</p>	<p>05 unidades</p>	

<p>Ponta para adaptar sugador (borracha para sugador)</p>	<p>01 un.</p>	
<p>Papel grau cirúrgico com filme de tamanho compatível com a caixa perfurada e bandeja metálica</p>	<p>01 rolo de 50 m</p>	<p><i>O aluno poderá dividir o rolo de papel grau cirúrgico com os colegas para as atividades propostas durante a disciplina ou adquirir as folhas auto selantes individuais. Exemplo:</i></p> 
<p>Afastador labial tipo expandex branco (Indusbello)</p>	<p>01 unid</p>	<p><i>O afastador não pode ser muito rígido e deve permitir esterilização química ou em autoclave.</i></p>
<p>Luvas grossas de borracha para lavagem do instrumental</p>	<p>01 par</p>	
<p>Escova de cabo longo e cerdas de plástico para lavagem de instrumental</p>	<p>01 un.</p>	

<p>Depósito plástico com tampa para material contaminado (O tamanho deve ser compatível com a caixa metálica/plástica do aluno)</p>	<p>01 un.</p>	
<p>Filme PVC</p>	<p>01 rolo de 30m</p>	